Benodigdheden

- Glucometer Accu-Check Guide
- Teststrips voor Accu-Check Guide
- Prikpen
- Ontvettingsmateriaal (ether) en niet-steriele compressen

Werkwijze

1. Is de patiënt een MRSA patiënt? Zo ja, haal in het labo een reservetoestel dat énkel en alleen voor MRSA patiënten wordt gebruikt. Breng dit toestel nadien steeds terug naar het labo !

2. Volg onderstaande stappen.



3. Als het resultaat klinisch niet klopt of ongewoon hoog of laag is, herhaal de meting.
   Als het resultaat wordt bevestigd, raadpleeg de arts. Neem fluoride-tube voor controle in labo.

4. Vul het resultaat, het tijdstip en je personeelsnr. (onder streepjescode op je badge) in op het 1e blad van een aanvraagformulier. Voor éénzelfde patiënt mag je 1 aanvraagformulier de ganse dag gebruiken. Bezorg de aanvraag aan het labo.

Indien problemen bij gebruik van de meter: neem contact op met het labo (7320)