

Richtlijnen voor het correct inhaleren van medicatie: de aërochamber



Gebruik:

1. Schud de puff krachtig.
2. Verwijder de beschermdop van de puff.
3. Plaats de puff op de Aërochamber®.
4. Zet het kind rechtop op uw schoot en houd de Aerochamber® horizontaal.
5. Plaats het masker zo dat neus en mond bedekt zijn. Bij een aërochamber met mondstuk moeten lippen en tanden het mondstuk goed omsluiten.
6. Laat het kind rustig in- en uitademen langs de mond.
7. De klep beweegt wanneer het kind goed ademt.
8. Druk 1x op de inhalator zodat de medicatie vrijkomt in de Aërochamber®.
9. Laat het kind minstens 5x in- en uitademen.
10. Spoel de mond van uw kind of laat het iets drinken.

Opmerking: herhaal stap 7 en 8 bij meerdere pufs want elke puff moet apart gegeven worden.



Onderhoud:

- 1x per week
 1. Verwijder het gummi uiteinde van de Aërochamber®.
 2. Reinig in lauw water met wat detergent.
 3. Niet spoelen.
 4. Toestel niet onder de waterstraal houden om het ventiel niet te beschadigen.
 5. Droog enkel de buitenkant af met een zuivere doek.
 6. Laat de binnenkant drogen aan de lucht - niet afdrogen omdat daardoor statische elektriciteit kan ontstaan.
- Na elke inhalatie, reinig het masker indien nodig.

Aandacht:

- De Aerochamber® wekelijks “primen” dwz. een 2- tal puffjes geven in het toestel vòòr het allereerste gebruik en telkens na de wekelijkse reiniging.

Bij vragen:

Raadpleging kindergeneeskunde Jan Yperman Ziekenhuis
Breng bij een geplande controle altijd uw medicatie mee.

057 35 75 00

NUTTIGE LINKS: belgianrespiratorysociety.be/nl/inhalation-video of App : 'MyPuff'