

Richtlijnen voor het correct inhaleren van medicatie: de volumatic



Gebrik:

1. Schud de puff krachtig.
2. Verwijder de beschermdop van de puff.
3. Plaats de puff op de spacer.
4. Houd de Volumatic® horizontaal.
5. Neem het mondstuk in de mond en omsluit goed met uw lippen.
6. Adem rustig in en uit.
7. Je hoort en ziet de klep bewegen bij goed in- en uitademen.
8. Druk 1x op de inhalator.
9. Adem minstens 5x diep in en uit via de mond
10. Spoel de mond van uw kind of laat het iets drinken

Opmerking : herhaal stap 8 en 9 bij meerdere puffs want elke puff moet apart toegediend worden.



Onderhoud:

- 1x per week
 1. Haal de 2 delen uit elkaar.
 2. Reinig in lauw water met wat detergent. Niet spoelen
 3. Toestel niet onder de waterstraal houden om het ventiel niet te beschadigen.
 4. Droog de buitenkant af met een zuivere doek.
 5. Laat de binnenkant drogen aan de lucht - niet afdrogen omdat daardoor statische elektriciteit kan ontstaan.
- Na elke inhalatie het mondstuk reinigen.

Aandacht:

- De Volumatic® "primen" : dwz een 2 tal puffjes geven in het toestel vòòr het allereerste gebruik en telkens na de wekelijkse reiniging

Bij vragen:

Raadpleging kindergeneeskunde Jan Yperman Ziekenhuis
Breng bij een geplande controle altijd uw medicatie mee

057/35.75.00

NUTTIGE LINKS: belgianrespiratorysociety.be/nl/inhalation-video of App : 'MyPuff'