

Richtlijnen voor het correct inhaleren van medicatie: de kidspacer met masker of met mondstuk

Gebruik:

1. De puff krachtig schudden.
2. De beschermdop van de puff verwijderen.
3. De puff op de Kidspacer® plaatsen.
4. De spacer horizontaal houden.
5. Plaats het masker zo dat de neus en de mond bedekt zijn of plaats het mondstuk in de mond en laat het kind de lippen erom heen sluiten.
6. Laat uw kind rustig in- en uitademen; het witte ventiel beweegt slechts wanneer uw kind goed ademt.
7. Druk 1x op de inhalator(puf) zodat de medicatie vrijkomt in de Kidspacer®.
8. Uw kind minstens 5x laten in- en uitademen.
9. Spoel de mond van uw kind of laat het iets drinken.

opmerking: herhaal stap 7 en 8 bij meerder pufs want elke puf moet apart toegediend worden.



Onderhoud:

- 1x per week

De delen uit elkaar halen. Reinigen in lauw water met wat detergent en daarna spoelen.

Voorzichtig reinigen teneinde de witte ventielen niet te beschadigen, het mondstuk zeker niet onder de waterstraal houden. Binnen - en buitenkant afdrogen met een zuivere zachte doek.

- Na elke inhalatie, indien nodig, het masker reinigen of het mondstuk reinigen.

Aandacht:

- De Kidspacer® “primen” : dwz een 2 tal pufjes geven in het toestel vòòr het allereerste gebruik en telkens na de wekelijkse reiniging

Bij vragen:

Raadpleging kindergeneeskunde Jan Yperman Ziekenhuis
Breng bij een geplande controle altijd uw medicatie mee

057/35.75.00

NUTTIGE LINKS: belgianrespiratorysociety.be/nl/inhalation-video of App : ‘MyPuff’