

Staalname: volgorde tubes

VOLGORDE STAALNAME		Kleur	Volume (mL)	Vulling (%)
1	Indien Hemoculturen (HK) : EERST een SE of HEP tube Om contaminatie HK fles te vermijden	Zie verder	Zie verder	Zie verder
2	Hemocultuur flessen 1 ^e Aër > 2 ^e Anaër > 3 ^e > ...> 6e	(GRIJS) > (PAARS)	Zie fles	Zie fles
3	Serum routine, serologie, tumor m., Li, Vanco		7.5 of 2.7	Nvt.
4	Citraat stolling: correcte vulling!		4.3 of 1.4	zeker 90%
5	Citraat enkel voor sedimentatie		3.5	zeker 90%
6	Heparine routine <u>urgentie</u>		7.5 of 2.7	zeker 50%
7	EDTA hematologie, HbA1c, Imm.supr. ammoniak: in koelkast gek. coldpack!		3.4 of 1.2	zeker 50%
8	Fluoride/Oxalaat glucose (indien >1u na afname in labo) lactaat: in koelkast gek. coldpack!		2.7 of 1.2	zeker 50%