- **Wekelijks** onderhoud toestellen
- **Maandelijks** meten van controles, alternerend L1 of L2
  Voor voorbereiding en uitvoering: zie handleidingen WRK-0065 - TOE-0107 – TOE-0111
- Dit formulier moet **halfjaarlijks** terug bezorgd worden aan de POCT verantwoordelijke van het labo JYZ.

JAAR	JAN - JUN ……

WEKELIJKS: **Bloedgastoestel:** luchtfilter achteraan vervangen door een nieuwe of een gereinigde filter.
Reagens: voorraad nakijken en bestellen indien nodig.
Bloedgastoestel, CRP-toestel, Coaguchek, Glucometer: reinigen indien bevuild.

Mnd	Week	Bloedgas-toestel Diksmuide SN 44442	Reinigen toestellen + voorraad	Datum	Initialen
Jan	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
Feb	1				
	2				
	3				
	4				
Maart	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
April	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
Mei	1				
	2				
	3				
	4				
	5				
Juni	1				
	2				
	3				
	4				
	5				

JAAR	JUL - DEC ……

Mnd	**Week**	**Bloedgas-toestel Diksmuide SN 44442**	**Reinigen toestellen + voorraad**	**Datum**	**Initialen**
Juli	**1**				
	2				
	3				
	4				
	5				
Aug	**1**				
	2				
	3				
	4				
	5				
Sept	**1**				
	2				
	3				
	4				
	5				
Okt	**1**				
	2				
	3				
	4				
	5				
Nov	**1**				
	2				
	3				
	4				
	5				
Dec	**1**				
	2				
	3				
	4				
	5				

MAANDELIJKS:

CRP-toestel en Coaguchek: meten van QC, alternerend L1/L2 en waarde invullen.

JAAR	JAN - JUN ……

- **CRP-toestel:**

	JAN	**FEB**	**MA**	**APR**	**MEI**	**JUNI**
Waarde	L1:	L2:	L1:	L2:	L1:	L2:
Datum + INI						

- **Coaguchek Pro II:**

	JAN	**FEB**	**MA**	**APR**	**MEI**	**JUNI**
Waarde	L1:	L2:	L1:	L2:	L1:	L2:
Datum + INI						

- **Pagina 1 en 3 bezorgen aan de POCT verantwoordelijke JYZ na invullen juni**

JAAR	JUL - DEC ……

- **CRP-toestel:**

	JUL	**AUG**	**SEP**	**OKT**	**NOV**	**DEC**
Waarde	L1:	L2:	L1:	L2:	L1:	L2:
Datum + INI						

- **Coaguchek Pro II:**

	JUL	**AUG**	**SEP**	**OKT**	**NOV**	**DEC**
Waarde	L1:	L2:	L1:	L2:	L1:	L2:
Datum + INI						

- **Pagina 2 en 4 bezorgen aan de POCT verantwoordelijke JYZ na invullen december**